

Reinigen oortrechters

Huisarts Melvin Hazelhoff gebruikt niet-herbruikbare oortrechters. Het steeds weggooien van deze trechters staat hem tegen. In het kader van groener werken in de huisartsenpraktijk vraagt hij zich af of herbruikbare oortrechters, die in de autoclaaf kunnen, een beter alternatief zijn. Zijn deze op een eenvoudige manier te reinigen zonder dat het vergroenen ten koste gaat van de patiëntveiligheid? Tot nu toe komt hij op: 1) eerst handmatig afwassen met een aan te schaffen afwasborstel waarmee je ook de binnenkant schoon kunt maken en 2) vervolgens reinigen in de autoclaaf. Dat maakt het reinigen best intensief. Op HAweb Ledenforum reageerden diverse huisartsen op zijn post.



Lees alle reacties op HAweb Ledenforum

Alcohol alleen niet afdoende

Ik raad je aan om herbruikbare oortrechters te reinigen met warm water en een neutraal reinigingsmiddel en daarna goed te drogen. Vervolgens desinfecteer je de trechters met alcohol.

Alcohol alleen is niet afdoende; zit er werkelijk vuiligheid, dan smeer je het uit.

Huisarts in Noord-Brabant

 **Reageren kan op HAweb Ledenforum.**



Aantasting plastic door autoclaaf

Ik las bij de productspecificaties dat bij de herbruikbare oortrechters van Welch Allyn je onder andere een autoclaaf kunt gebruiken. Maar ik vraag me af of dan het plastic niet wordt aangetast.

Huisarts in opleiding in Zuid-Holland

Weggoeien het voordeligst

Op de HAP worden de oortrechters weggegooid. Het staat mij al jaren tegen en ik maakte ze, toen ik nog praktijkhouder was, veelal schoon. Een aios had eens een berekening van kosten gedaan. Weggoeien bleek het voordeligst. Maar tijden veranderen...

Waarnemend huisarts in Zuid-Holland

Non-discussie

Zeven cent per stuk. Is dit niet een non-discussie? Kijk eens wat je dagelijks thuis weggooit als plastic verpakkingsmateriaal.

Huisarts in Groningen

HOE IS HET VASTGELEGD IN DE PRAKTIJKORGANISATIERICHTLIJN INFECTIEPREVENTIE?

Oortrechters vallen onder niet-kritisch instrumentarium; deze instrumenten komen alleen in aanraking met de intacte huid. Er is geen rechtstreeks contact met steriele weefsels of organen. Volgens de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie van 2017 moet al het instrumentarium na gebruik gereinigd worden, bij voorkeur in een medische vaatwasser. Deze heeft een gevalideerd proces en geeft minder risico op contaminatie van de omgeving of spatincidenten. De meeste huisartsenpraktijken beschikken echter niet over zo'n vaatwasmachine. Daarom besteedt de richtlijn ook aandacht aan handmatige reiniging van instrumentarium.



Praktijkorganisatierichtlijn infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk

In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. Meninge geuit op HAweb kunnen afwijken van standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen biedt het NHG graag een podium. De teksten zijn bewerkt: zie HAweb Ledenforum voor de volledige tekst.